



ATLAFIX II


豊富な臨床経験により、徹底させたLow Profile。

- デュアルリードスレッドの採用によりクイックなスクリュー設置が可能。
- 様々な手技に対応した豊富なインプラントバリエーションをラインナップ。
- SAI専用スクリューを新たに追加。
- 操作性と機能性を追求したインストゥルメント。

ATLAFIX II

シンプルな症例から、難易度の高い変形症例まで対応。日本人を対象とした豊富な臨床経験のもとで、可能な限りのLow Profileを追求した新システムATLAFIX II、誕生。

マルチアクシャルスクリュー




セットスクリュー



ユニアクシャルスクリュー



リダクションスクリュー



■スクリュー&ロッド対応表

	径	長さ						
		30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	55mm	
ロッド径	ø5.5	△	○	○	○	○	△	
	ø6.0	△	○	○	○	○	△	
	ø5.5	△	○	○	○	○	△	
	ø6.0	△	○	○	○	○	△	
	ø7.5	△	○	○	○	○	△	


△：オプション

マルチアクシャルスクリュー SAI用


■スクリュー&ロッド対応表

	径	長さ							
		65mm	70mm	75mm	80mm	85mm	90mm	95mm	100mm
ロッド径	ø7.5	△	○	○	○	○	△	△	△
	ø6.0	△	○	○	○	○	△	△	△


△：オプション



ストレートロッド



プリベンドロッド




ストレートロッド

φ5.5・φ6.0 純チタン製/チタン合金製		
20~200mmまで	10mmピッチ	全19種
250~600mmまで	50mmピッチ	全8種

プリベンドロッド

φ5.5・φ6.0 チタン合金製		
30~50mmまで	5mmピッチ	全5種
60~120mmまで	10mmピッチ	全7種


トランスバースフック
(写真は左用)



トランスバースフック

ロッド	右			左		
φ5.5	S	M	L	S	M	L
φ6.0						


椎弓用フック



椎弓用フック

ロッド	サイズ		
φ5.5	SS	S	M
φ6.0			

横突起用フック



横突起用フック


ロッド	サイズ	
φ5.5	L	LL
φ6.0		

デュアルコネクター




全サイズ共通

ロッドコネクター：シングル



S:10mm
M:12mm

ロッドコネクター：ダブル




S:10mm
M:12mm

ロッドコネクター

	ロッド	サイズ	
シングル	φ5.5 - φ5.5	S	M
ダブル	φ5.5 - φ6.0		
	φ6.0 - φ6.0		


ロッドカブラー：マルチスパン



ロッドカブラー：関節付タイプ



ロッドカブラー：フィックスドタイプ



ロッドカブラー：マルチスパン

(mm)				
30~33	31~34	32~35	33~36	34~37
35~38	36~40	37~42	39~46	41~50
43~54	49~66	65~80		

ロッドカブラー：関節付タイプ

(mm)				
36~38	37~39	38~41	40~44	41~46
43~51	46~56	53~71	56~76	

ロッドカブラー：フィックスドタイプ

(mm)				
17	19	21	23	25
27	29	31	33	35



ATLAFIX II

高度管理医療機器	類 別：医04 整形用品 一般的名称：脊椎内固定器具 販 売 名：胸腰椎後方ロッド固定システムⅢ JMDNコード：37272003	製造販売承認番号:22800BZX00459000
高度管理医療機器	類 別：医04 整形用品 一般的名称：脊椎内固定器具 販 売 名：胸腰椎後方ロッド固定システムⅡ JMDNコード：37272003	製造販売承認番号:22600BZX00182000
高度管理医療機器	類 別：医04 整形用品 一般的名称：脊椎内固定器具 販 売 名：胸腰椎後方ロッド固定システムⅡ(チタン合金ロッド) JMDNコード：37272003	製造販売承認番号:22600BZX00303000

ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
 ※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら

