


# 脳血管吻合クリップシリーズ


# 脳血管吻合クリップ

■杉田クリップで培われた技術を活かした、エルジロイ製のクリップです。

■クリップは低圧、高圧タイプの2つの閉鎖力を用意しました。豊富なバリエーションにより様々なアプローチに対応が可能です。



直 曲 側曲



### 閉鎖力

閉鎖力は最終的保証段階で1.0mm幅に開いたブレード部全長(L)の遠位端から1.0mmの位置(図1)で、コンピュータ化された電子ゲージ計測器で測定されます。



低圧タイプ

高圧タイプ

※ケースごと滅菌することが可能です。

### ■ 低圧タイプ ■ 高圧タイプ

※インプラントはすべて未滅菌です。術前に必ず滅菌してからご使用ください。

| 商品コード     | JANコード        | 商品名                | b   | a     | 閉鎖力           | クラス分類 |
|-----------|---------------|--------------------|-----|-------|---------------|-------|
| 07-096-11 | 4946329161571 | 脳血管吻合クリップ 低圧 直 2mm | 2mm | 6mm   | 30g<br>(±10g) | IV    |
| 07-096-12 | 4946329161588 | 脳血管吻合クリップ 低圧 直 3mm | 3mm | 7mm   |               |       |
| 07-096-13 | 4946329161595 | 脳血管吻合クリップ 低圧 直 4mm | 4mm | 8mm   |               |       |
| 07-096-14 | 4946329161601 | 脳血管吻合クリップ 低圧 直 5mm | 5mm | 9mm   |               |       |
| 07-096-15 | 4946329161618 | 脳血管吻合クリップ 低圧 曲 3mm | 3mm | 7mm   |               |       |
| 07-096-16 | 4946329161625 | 脳血管吻合クリップ 低圧 曲 4mm | 4mm | 8mm   |               |       |
| 07-096-17 | 4946329162233 | 脳血管吻合クリップ 低圧 側曲    | 3mm | 7.9mm |               |       |
| 07-096-21 | 4946329161632 | 脳血管吻合クリップ 高圧 直 2mm | 2mm | 6mm   | 60g<br>(±10g) |       |
| 07-096-22 | 4946329161649 | 脳血管吻合クリップ 高圧 直 3mm | 3mm | 7mm   |               |       |
| 07-096-23 | 4946329161656 | 脳血管吻合クリップ 高圧 直 4mm | 4mm | 8mm   |               |       |
| 07-096-24 | 4946329161663 | 脳血管吻合クリップ 高圧 直 5mm | 5mm | 9mm   |               |       |
| 07-096-25 | 4946329161670 | 脳血管吻合クリップ 高圧 曲 3mm | 3mm | 7mm   |               |       |
| 07-096-26 | 4946329161687 | 脳血管吻合クリップ 高圧 曲 4mm | 4mm | 8mm   |               |       |
| 07-096-27 | 4946329162240 | 脳血管吻合クリップ 高圧 側曲    | 3mm | 7.9mm |               |       |

|          |  |                           |
|----------|--|---------------------------|
| 高度管理医療機器 | 類別：器30 結紮器及び縫合器<br>一般的名称：脳血流遮断用クリップ<br>販売名：脳血管吻合クリップ<br>JMDNコード：70421030 | 製造販売承認番号：22000BZX00714000 |
|----------|--|---------------------------|

# 脳血管吻合クリップ鉗子

■直・短タイプをラインナップに追加。浅い部位のアプローチがより操作しやすくなりました。



直・短

| 商品コード     | JANコード        | 商品名             | 全長     | クラス分類 |
|-----------|---------------|-----------------|--------|-------|
| 07-097-00 | 4946329053739 | 脳血管吻合クリップ鉗子     | 17.5cm | I     |
| 07-097-01 | 4946329205718 | 脳血管吻合クリップ鉗子 直・短 | 14.7cm |       |

|        |  |                           |
|--------|--|---------------------------|
| 一般医療機器 | 類別：器30 結紮器及び縫合器<br>一般的名称：再使用可能な止血用クリップアプライヤ<br>販売名：脳血管吻合クリップ鉗子<br>JMDNコード：35798000 | 製造販売届出番号：13B1X00306G00062 |
|--------|--|---------------------------|

# デュアルニードルホルダー

■ マイクロ鑷子の機能を兼ね備えた持針器です。

■ 持針器と鑷子を持ち替える必要がないため、手術操作がスムーズに行えます。



| 商品コード     | JANコード        | 商品名                     | 全長     | クラス<br>分類 |
|-----------|---------------|-------------------------|--------|-----------|
| 07-861-04 | 4946329205695 | デュアルニードルホルダー ストレート      | 13cm   | I         |
| 07-861-05 | 4946329205701 | デュアルニードルホルダー カーブ        | 13cm   |           |
| 07-861-14 | 4946329210231 | デュアルニードルホルダー (深部用)ストレート | 17.2cm |           |
| 07-861-15 | 4946329210248 | デュアルニードルホルダー (深部用)カーブ   | 17.2cm |           |

|        |   |                           |
|--------|---|---------------------------|
| 一般医療機器 | 類 別：器30 結紮器及び縫合器<br>一般的名称：持針器<br>販 売 名：デュアルニードルホルダー<br>JMDNコード：12726010 | 製造販売届出番号：13B1X00306G10445 |
|--------|---|---------------------------|

# マイクロ手術剪刀 & 生田式微小外科用鑷子



マイクロ手術剪刀 A 片鈍13cm



生田式微小外科用鑷子U12cm

| 商品コード     | JANコード        | 商品名               | 全長   | クラス<br>分類 |
|-----------|---------------|-------------------|------|-----------|
| 07-862-01 | 4946329058994 | マイクロ手術剪刀 A 片鈍13cm | 13cm | I         |
| 03-028-72 | 4946329047271 | 生田式微小外科用鑷子U12cm   | 12cm |           |

|        |   |                           |
|--------|---|---------------------------|
| 一般医療機器 | 類 別：器35 医療用はさみ<br>一般的名称：はさみ<br>販 売 名：マイクロ手術剪刀<br>JMDNコード：35325001 | 製造販売届出番号：13B1X00306G00158 |
|--------|---|---------------------------|

|        |  |                           |
|--------|--|---------------------------|
| 一般医療機器 | 類 別：器36 医療用ピンセット<br>一般的名称：ピンセット<br>販 売 名：微小用鑷子<br>JMDNコード：35079001 | 製造販売届出番号：13B1X00306G00189 |
|--------|--|---------------------------|



# 脳血管吻合クリップシリーズ

Anastomosis Clip

## ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

### 【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら



2501-PDF-BR-003-2501