
## 寛骨臼回転骨切ノミ 寛骨臼球状骨切ノミ

臼蓋形成術などに適した『寛骨臼回転骨切ノミ』と

人工股関節置換術などに適した『寛骨臼球状骨切ノミ』の2種類をラインナップ。 豊富なブレードサイズで、股関節の手術手技を最適にサポートします。



## 寛骨臼回転骨切ノミ



	商品コード	JAN⊐−ド	商品名	曲率R	刃幅D	先端R	クラス 分 類
1	21-390-31	4946329250237	寛骨臼回転骨切ノミ 35R幅15mm ストッパー無	35	15mm	-	
2	21-390-32	4946329250244	寛骨臼回転骨切ノミ 35R幅20mm ストッパー無		20mm		I
3	21-390-33	4946329250251	寛骨臼回転骨切ノミ 40R幅15mm ストッパー無	40	15mm		
4	21-390-34	4946329250268	寛骨臼回転骨切ノミ 40R幅20mm ストッパー無		20mm		
(5)	21-390-35	4946329250275	寛骨臼回転骨切ノミ 45R幅15mm ストッパー無	45	15mm		
6	21-390-36	4946329250282	寛骨臼回転骨切ノミ 45R幅20mm ストッパー無		20mm		

別:機械器具41 医療用のみ


一般的名称:のみ 一般医療機器

販 売 名:長谷川臼蓋骨切ノミ

JMDNコード: 10824000

製造販売届出番号:13B1X00306G10558

## 寛骨臼球状骨切ノミ



	商品コード	JAN⊐−ド	商品名	曲率R	刃幅D	先端R	クラス 分 類
1	21-390-17	4946329250299	寛骨臼球状骨切ノミ 35R幅16mm ストッパー無	35	16mm	30	
2	21-390-18	4946329250305	寛骨臼球状骨切ノミ 35R幅25mm ストッパー無		25mm	30	I
3	21-390-19	4946329250312	寛骨臼球状骨切ノミ 40R幅16mm ストッパー無	40	16mm	40	
4	21-390-20	4946329250329	寛骨臼球状骨切ノミ 40R幅25mm ストッパー無		25mm	40	
(5)	21-390-21	4946329232509	寛骨臼球状骨切ノミ 45R幅16mm ストッパー無	45	16mm	50	
6	21-390-22	4946329232516	寛骨臼球状骨切ノミ 45R幅25mm ストッパー無		25mm	50	

別:機械器具41 医療用のみ

一般的名称:のみ 一般医療機器

販 売 名:長谷川寛骨臼球状骨切ノミ

JMDNコード: 10824000

製造販売届出番号:13B1X00306G10612

## ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- ●東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- ●新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- ●北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- ●東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- ●関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- ●中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836 ●九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483
- 【関東圏 販売網(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】



- ●事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- ●定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- ●アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。 ※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

