

Headisshi Version
Rotatory-type Flexible Arm

テーパ型脳籠固定器

波出石VER

回転式フレキシブルアーム

全方向回転可能




テーパー脳箆固定器

波出石VER

回転式フレキシブルアーム

1 さまざまな方向への牽引が容易!

脳箆固定部にボールジョイントを装着したため、あらゆる方向に牽引が可能となりました



2 片手操作で牽引方向の切り替えが可能!

脳箆の方向は固定ネジのつまみを1/4回転することで固定・解除が行なえますので、片手で容易に操作可能です



3 術野の省スペース化!

術者の対側にアームを伸ばして多方向からの牽引が可能のため、術野のスペース確保が容易です



商品名	テーパー脳箆固定器(波出石VER)5mm 37cm	テーパー脳箆固定器(波出石VER)6mm 37cm		自在脳箆固定器アタッチメント F-1
商品コード	07-157-11	07-157-12		07-175-00
JANコード	4946329149166	4946329149173		4946329055085
販売名	テーパー型脳箆固定器 オールチタン			自在脳箆固定器アタッチメント F-1
製造販売届出番号	13B1X00306G00702			13B1X00306G00710
類別	機械器具50 開創又は開孔用器具			
一般の名称	開創器			
JMDNコード	13373001			
クラス分類	I / 一般医療機器			

ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら

