



# MOT-VS600Dj MOT-VS600DHj

# Evolutionary operating table, VS600 series

# MOT-VS600




## Function

### 有効なイメージングエリア

頭側250mm、脚側415mmのスライド範囲とコラムベースのスリム化により十分なイメージングエリアを確保。

Slide 250mm →



← Slide 415mm



### 脚板の2段式開脚ジョイント

脚部のワーキングスペースがより広く確保できます。



### ヘビーウエイト対応

ヘビーウエイトの患者に対応する十分な作動荷重を設定。

作動荷重360kg  
(昇降450kg)



## 安全機能

患者の安全と、手術に携わるスタッフの支援を考慮して、安全機能を標準装備しました。



① バッテリーインジケータ



② ブレーキおよびパワーランプ



③ 非常用ブレーキ解除ハンドル



④ 緊急停止スイッチ ⑤ 予備スイッチ

# Positioning



砕石位



ビーチチェア位




カーボンエクステンションボード装着

## Specification

※詳細仕様については弊社営業担当までお問い合わせください。


商品名	MOT-VS600Dj	MOT-VS600DHj
商品コード	18-600-10	18-610-10
JANコード	4946329301502	4946329301540
販売名	手術台 MOT-VS600Dj	
製造販売届出番号	13B1X00306N10284	
類別名	機械器具(01)手術台及び治療台	
一般的名称	汎用電動式手術台	
JMDNコード	36867020	
クラス分類	I 特定保守管理医療機器	
テーブルトップ幅	2124mm(長)×500mm(幅)	
ベース寸法	1133mm(長)×483mm(幅)	
質量	390kg	400kg
定格電源電圧	AC100V-240V	
定格電源周波数	50-60Hz	
電源入力	450VA	
バッテリー電源電圧	DC24V	
昇降範囲(電動)	最高位1000mm 最低位520mm	最高位1060mm 最低位580mm
縦転角度(電動)	頭上がり30° 頭下がり40°	
横転角度(電動)	右下がり35° 左下がり35°	
背板屈折角度(電動)	上がり90° 下がり40°	
スライド量(電動)	頭方向250mm 脚方向415mm	
フレックス・リフレックス(電動)	有	
自動水平復帰(電動)	縦転/横転/背板屈折/フレックス	
頭部板屈折角度(手動)	上がり60° 下がり90°	
脚部板屈折角度(手動)	下がり90°	
脚板展開角度(手動)	第一関節:50° 第二関節:40°	
構成品	本体、難燃・防水性マットレス 電源コード、操作ボックス各1	

## Table Function



# MOT-VS600Dj MOT-VS600DHj

外寸図



## 手術台の保守・点検サービス「Mizuho Care」のご案内

ミズホではお客様の手術台をより良い状態でご使用いただくために、保守点検サービス「Mizuho Care」をご提供しております。詳しくは弊社営業所または購入代理店までお問い合わせください。

## ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

### 【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら

