


# 多目的マイクロ剥離子


豊富な臨床経験から生まれた優れた性能とバリエーション。  
『多目的マイクロ剥離子』は、脳神経外科における  
マイクロサージェリーを的確にサポートします。

豊富な臨床経験により、剥離子の基本形状を洗練させ、  
扱いやすいようにデザインしています。また、先端  
形状は角形、丸形、フック型など、さまざまな  
バリエーションを取り揃えています。





# 多目的マイクロ剥離子

繊細な手技を的確にサポートするために、  
先端形状の異なる12タイプの剥離子を用意しました。




▲脳動脈瘤ネック剥離時にNo.2 ラケットを使用。



08-638-11  
プラスチックマイクロトレイ マット付  
(SU2990-050)

○ : ストレートタイプ    ● : バイオネット(膝状)タイプ



	商品コード	JANコード	商品名	規格	セット数量	クラス分類
	07-830-00	4946329124507	多目的マイクロ剥離子セット(8本組)*		—	—
	08-638-11	4946329128628	プラスチックマイクロトレイ マット付(SU2990-050)		1	—
①	07-830-01	4946329124514	多目的マイクロ剥離子 No.1 バトルドアー	銀製 先端角型	1	I
	07-830-11	4946329191745	多目的マイクロ剥離子(膝状) No.1 バトルドアー	銀製 先端角型	—	
②	07-830-02	4946329124521	多目的マイクロ剥離子 No.2 ラケット	銀製 先端丸型	1	
	07-830-12	4946329180671	多目的マイクロ剥離子(膝状) No.2 ラケット	銀製 先端丸型	—	
③	07-830-03	4946329124538	多目的マイクロ剥離子 No.3 スフィアー	銀製 玉付 25°曲	1	
④	07-830-04	4946329124545	多目的マイクロ剥離子 No.4 プロープ25°曲	銀製 フック型 25°曲	1	
⑤	07-830-05	4946329124552	多目的マイクロ剥離子 No.5 プロープ90°曲	銀製 フック型 90°曲	1	
	07-830-15	4946329191769	多目的マイクロ剥離子(膝状) No.5 プロープ90°曲	銀製 フック型 90°曲	—	
⑥	07-830-06	4946329124569	多目的マイクロ剥離子 No.6 スパチュラー	銀製 ヘラ	1	
⑦	07-830-07	4946329124576	多目的マイクロ剥離子 No.7 エレベーター	ステンレス製 先端平	1	
⑧	07-830-08	4946329124583	多目的マイクロ剥離子 No.8 ラウンド	ステンレス製 30°曲	1	
	07-830-18	4946329191769	多目的マイクロ剥離子(膝状) No.8 ラウンド	ステンレス製 30°曲	—	

○ : ストレートタイプ    ● : バイオネット(膝状)タイプ

\*バイオネット(膝状)タイプはオプションになります。

一般医療機器	類 別：機械器具 42 医療用剥離子 一般の名称：剥離子 販売名：多目的マイクロ剥離子 JMDNコード：70952000	製造販売届出番号:13B1X00306G00576
--------	---	---------------------------

## ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

### 【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網 (東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら

