




MT-960/970


Digital Tourniquet

見やすく、わかりやすい操作パネルを採用した ユーザーフレンドリーなデジタルエアータニケット

MT-960
Digital Tourniquet




MT-970
Digital Tourniquet



① メモリー機能

② バッテリー搭載

③ クイックカップリング



2/パターンの設定値をメモリー可能

緊急時対応のバッテリーを標準装備

カラーユニバーサルデザイン

カフサイズが一目で認識できるように、リボンを色分け。それらをはじめ、カフホースや本体のカラー設計は、より多くのスタッフが正しく情報を認識できるようにカラーユニバーサルデザインを採用しています。



安全機能

エア漏れを検知したり、誤操作を防止するオートロックなどの安全機能を装備しています。

シングルカフ



ダブルカフ



商品コード	01-450-10	01-451-10
JANコード	4946329307733	4946329307740
商品名	電動式デジタルエアータニケット MT-960	電動式デジタルエアータニケット MT-970
販売名	電動式デジタルエアータニケット MT-960	電動式デジタルエアータニケット MT-970
製造販売届出番号	13B1X00306N10295	13B1X00306N10296
類別	機械器具12 理学診療用器具	
一般的名称	止血器	
JMDNコード	70678000	
クラス分類	一般医療機器 クラスI	

作動モード	シングルカフモード	シングル／ダブルカフモード
外形寸法	220mm(W)×266mm(D)×248mm(H)	220mm(W)×266mm(D)×248mm(H)
質量(本体のみ)	6.1kg	6.5kg
定格電源電圧	AC100V	
定格電源周波数	50-60Hz	
電源入力	140VA	
バッテリー電源電圧	DC24V	
バッテリー動作時間	270分*	*新品時の値であり使用条件により変わります。
バッテリー充電時間	140分*	*新品時の値であり使用条件により変わります。
標準付属品	カフホースA(2m)オレンジ：1本 カフ用Oリング(5個) MT-900シリーズ用電源コード：1本	カフホースA(2m)オレンジ：1本 カフホースB(2m)ブルー：1本 カフ用Oリング(5個) MT-900シリーズ用電源コード：1本



■MT-900シリーズ用カフ

商品コード	JANコード	商品名	リボンカラー	製造販売届出番号	クラス分類
01-448-01	4946329320404	MT900シリーズ用シングルカフNo.1 50×260mm	薄灰色	13B1X00306N10297	I
01-448-02	4946329320411	MT900シリーズ用シングルカフNo.2 50×320mm	紺色		
01-448-03	4946329320428	MT900シリーズ用シングルカフNo.3 80×440mm	白色		
01-448-04	4946329320435	MT900シリーズ用シングルカフNo.4 80×550mm	水色		
01-448-05	4946329320442	MT900シリーズ用シングルカフNo.5 80×720mm	黄色		
01-448-06	4946329320459	MT900シリーズ用シングルカフNo.6 105×570mm	青色		
01-448-07	4946329320466	MT900シリーズ用シングルカフNo.7 105×750mm	濃灰色		
01-448-08	4946329320473	MT900シリーズ用シングルカフNo.8 105×1050mm	茶色		
01-448-09	4946329320480	MT900シリーズ用シングルカフNo.9 105×1350mm	黒色		
01-448-10	4946329320497	MT900シリーズ用ダブルカフNo.10 150×550mm	水色		
01-448-11	4946329320503	MT900シリーズ用ダブルカフNo.11 150×720mm	黄色		
01-448-12	4946329320510	MT900シリーズ用ダブルカフNo.12 200×1000mm	茶色		
01-448-13	4946329320527	MT900シリーズ用ダブルカフNo.13 100×260mm	薄灰色		
01-448-14	4946329320534	MT900シリーズ用ダブルカフNo.14 100×320mm	紺色		
01-447-21	4946329127058	カフホースA(2m)オレンジ	-	13B1X00306N10296	I
01-447-20	4946329320367	カフホースB(2m)ブルー			
01-447-31	4946329206593	カフホースA(3m)オレンジ			
01-447-33	4946329320374	カフホースB(3m)ブルー			
01-447-41	4946329206616	カフホースA(4m)オレンジ			
01-447-43	4946329320381	カフホースB(4m)ブルー			
01-447-51	4946329206630	カフホースA(5m)オレンジ			
01-447-53	4946329320398	カフホースB(5m)ブルー			

■MT-800／900シリーズ 専用架台

商品コード	JANコード	商品名	クラス分類
01-453-10	4946329307757	MT-800／900シリーズ 専用架台	-



MT-960
Digital Tourniquet



MT-970
Digital Tourniquet

一般医療機器	類 別：機械器具12 理学診療用器具 一般的名称：止血器 JMDNコード：70678000 販 売 名：電動式デジタルエアータニケット MT-960 電動式デジタルエアータニケット MT-970	製造販売届出番号：13B1X00306N10295 ：13B1X00306N10296
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら

