


# ミズホ鋼製器具カタログ

鉤 / 箆 / レトラクター支持装置  
開創器 / 開胸器 / 動脈瘤針 / 骨剪刀



ミズホ 手術器械

# 鉤



09-140-00 09-141-00 09-142-00 09-143-00



09-150-00 09-151-00 09-152-00 09-153-00

商品コード	商品名	幅	深さ	全長
09-140-00	コッヘル単鉤 鋭	2mm	15mm	20cm
09-141-00	コッヘル二爪鉤 鋭	10mm	15mm	20cm
09-142-00	コッヘル三爪鉤 鋭	16mm	15mm	22cm
09-143-00	コッヘル四爪鉤 鋭	22mm	15mm	22cm
09-150-00	コッヘル単鉤 鈍	2mm	15mm	20cm
09-151-00	コッヘル二爪鉤 鈍	10mm	15mm	20cm
09-152-00	コッヘル三爪鉤 鈍	16mm	15mm	22cm
09-153-00	コッヘル四爪鉤 鈍	22mm	15mm	22cm



鉤



商品コード	商品名	幅	深さ	全長
09-160-00	ランゲンバック型扁平鉤 10×25mm	10mm	25mm	21cm
09-161-00	ランゲンバック型扁平鉤 13×40mm	13mm	40mm	21cm
09-162-00	ランゲンバック型扁平鉤 13×60mm	13mm	60mm	21cm
09-163-00	ランゲンバック型扁平鉤 18×40mm	18mm	40mm	21cm
09-164-00	ランゲンバック型扁平鉤 18×60mm	18mm	60mm	21cm
09-165-00	ランゲンバック型扁平鉤 18×85mm	18mm	85mm	21cm
09-166-00	ランゲンバック型扁平鉤 25×60mm	25mm	60mm	21cm
09-167-00	ランゲンバック型扁平鉤 25×85mm	25mm	85mm	21cm

**3** ミズホ 手術器械  
**鉤**



09-230-09    09-230-10    03-001-20    03-001-21    03-001-22    03-001-23    03-001-24

商品コード	商品名	幅	長さ	全長	商品コード	商品名	幅	長さ	全長
09-230-09	小扁平鉤 大 7×17mm	7mm	17mm	17.5cm	03-001-20	大半鋭鉤 尖端彎曲部幅巾5.9mm	0.8mm	5.9mm	18cm
09-230-10	小扁平鉤 小 5×17mm	5mm	17mm	17.5cm	03-001-21	中半鋭鉤 尖端彎曲部幅巾3.3mm	0.7mm	3.3mm	18cm
					03-001-22	小半鋭鉤 尖端彎曲部幅巾1.8mm	0.4mm	1.8mm	18cm
					03-001-23	田島式二爪・筋鉤	二爪 4.4mm 筋鉤 5mm	二爪 5.8mm 筋鉤 11mm	16.5cm
					03-001-24	小筋鉤	4mm	10mm	18cm



03-001-25    03-001-26    04-001-10    04-001-11

商品コード	商品名	幅	長さ	全長
03-001-25	田島式 三爪・筋鉤	三爪 11mm 筋鉤 6.5mm	三爪 8.8mm 筋鉤 17mm	16.5cm
03-001-26	田島式 弾性 二爪鉤	4.4mm	5.8mm	15.5cm
04-001-10	単鉤 16cm	1.2mm	6mm	16cm
04-001-11	双鉤 16cm	7mm	6mm	16cm



ミズホ 手術器械

# 鉤/籠



09-155-01

商品コード	商品名	幅	深さ	全長
09-170-00	フリッチ腹壁鉤 38mm	38mm	47mm	26.5cm
09-171-00	フリッチ腹壁鉤 60mm	60mm	58mm	26.5cm

商品コード	商品名	幅	深さ	全長
09-155-01	レバー鉤 大 22cm	45mm	130mm	23cm
09-155-02	レバー鉤 小 22cm	35mm	110mm	23cm

09-401-02




商品コード	商品名	幅	全長
09-401-01	柔軟性腸圧定籠 大 巾30mm	30mm	33cm
09-401-02	柔軟性腸圧定籠 中 巾25mm	25mm	33cm
09-401-03	柔軟性腸圧定籠 小 巾20mm	20mm	33cm

# 9 ミズホ 手術器械

## レトラクター支持装置

〈上腹部手術への応用例〉



### ■装置名称


- A : レトラクター支持装置Ⅰ型
- B : レトラクター支持装置Ⅱ型
- C : フレーム
- E<sub>2</sub> : 手型圧排器4指
- F : 開創器

### 〈特長〉

1. 各部位の術野に数個のレトラクターを任意の位置角度で設置することができます。
2. 固定指示機構による強固な吊り上げ開創が可能です。
3. 同時に、自動的に呼吸運動に追従しながら肝を圧排する特有の能力を備えています。

09-178-11

### ■レトラクター支持装置Ⅰ型




- A : 支持装置Ⅰ型
- R : レトラクター
- AA : 補助アーム
- AB : バー
- S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> : 支柱




### 《柔軟性自在鉤》

- 09-178-21 柔軟性自在鉤 大
- 09-178-22 柔軟性自在鉤 中

### ■ストッパーと離脱機構



- L : レバー
- Sp : スナップ機構
- Sl : 固定用スリット
- Pl : 固定用プレート




- R : レトラクター
- A : 支持装置Ⅰ型

# 9 ミズホ 手術器械

## レトラクター支持装置

〈下腹部手術への応用例〉




■装置名称

- A : レトラクター支持装置Ⅰ型
- B : レトラクター支持装置Ⅱ型
- D : 単独架台
- E<sub>1</sub> : 手型圧排器3指
- E<sub>2</sub> : 手型圧排器4指
- F : 開創器

商品コード	商品名
09-178-11	レトラクター支持装置Ⅰ型
09-178-12	レトラクター支持装置Ⅱ型
09-178-13	レトラクター支持装置 フレーム(金具付)
09-178-14	レトラクター支持装置 単独架台
09-178-19	レトラクター支持装置 手形圧排器 3指 黒
09-178-20	レトラクター支持装置 手形圧排器 4指 黒
09-178-21	レトラクター支持装置 柔軟性自在鉤(大) 黒
09-178-22	レトラクター支持装置 柔軟性自在鉤(中) 黒


09-178-12

■レトラクター支持装置Ⅱ型




09-178-13

■レトラクター支持装置フレーム (金具付)



09-178-14


■レトラクター支持装置 単独架台






ミズホ 手術器械

# 開創器/開腹器



09-172-00



09-173-00



09-177-00

商品コード	商品名
09-172-00	ゴッセ開創器 大
09-173-00	ゴッセ開創器 小
09-177-00	バルファー開創器





ミズホ 手術器械

## 開創器/開胸器



09-230-12



09-230-13

商品コード	商品名
09-230-12	幼児開胸器
09-230-13	新生児開胸器



ミズホ 手術器械

# 動脈瘤針



09-118-01 09-118-02




09-118-03 09-118-04




09-118-05 09-118-06




09-118-07 09-118-08



大



中



小



極小

商品コード	商品名	R	全長
09-118-01	デシャンブ動脈瘤針 鈍 大 右	14.5	21cm
09-118-02	デシャンブ動脈瘤針 鈍 大 左	14.5	21cm
09-118-03	デシャンブ動脈瘤針 鈍 中 右	11.3	21cm
09-118-04	デシャンブ動脈瘤針 鈍 中 左	11.3	21cm
09-118-05	デシャンブ動脈瘤針 鈍 小 右	8.5	18cm
09-118-06	デシャンブ動脈瘤針 鈍 小 左	8.5	18cm
09-118-07	デシャンブ動脈瘤針 鈍 極小 右	6	18cm
09-118-08	デシャンブ動脈瘤針 鈍 極小 左	6	18cm

**- 商品情報一覽 -**

商品コード一覧 <鉤>

類別	JMDNコード	一般的名称	クラス分類
機械器具38 医療用鉤	35105000	鉤	I / 一般医療機器

商品コード	JANコード	商品名	製造販売届出番号	販売名
09-140-00	4946329075656	コッヘル単鉤 鋭	13B1X00306G10610	コッヘル手術鉤A
09-141-00	4946329075663	コッヘル二爪鉤 鋭	13B1X00306G10610	
09-150-00	4946329075694	コッヘル単鉤 鈍	13B1X00306G10610	
09-151-00	4946329075700	コッヘル二爪鉤 鈍	13B1X00306G10610	
09-142-00	4946329075670	コッヘル三爪鉤 鋭	13B1X00306G00255	コッヘル手術鉤
09-143-00	4946329075687	コッヘル四爪鉤 鋭	13B1X00306G00255	
09-152-00	4946329075717	コッヘル三爪鉤 鈍	13B1X00306G00255	
09-153-00	4946329075724	コッヘル四爪鉤 鈍	13B1X00306G00255	
09-160-00	4946329075793	ランゲンベック型扁平鉤 10×25mm	13B1X00306G00302	ランゲンベック型扁平鉤
09-161-00	4946329075809	ランゲンベック型扁平鉤 13×40mm	13B1X00306G00302	
09-162-00	4946329075816	ランゲンベック型扁平鉤 13×60mm	13B1X00306G00302	
09-163-00	4946329075823	ランゲンベック型扁平鉤 18×40mm	13B1X00306G00302	
09-164-00	4946329075830	ランゲンベック型扁平鉤 18×60mm	13B1X00306G00302	
09-165-00	4946329075847	ランゲンベック型扁平鉤 18×85mm	13B1X00306G00302	
09-166-00	4946329075854	ランゲンベック型扁平鉤 25×60mm	13B1X00306G00302	
09-167-00	4946329075861	ランゲンベック型扁平鉤 25×85mm	13B1X00306G00302	
09-155-01	4946329075731	レバー鉤 大 22cm	13B1X00306H00081	レバー鉤
09-155-02	4946329075748	レバー鉤 小 22cm	13B1X00306H00081	
09-170-00	4946329075885	フリッチ腹壁鉤 38mm	13B1X00306G00303	フリッチ腹壁鉤
09-171-00	4946329075892	フリッチ腹壁鉤 60mm	13B1X00306G00303	
03-001-20	4946329046212	大単鋭鉤 尖端彎曲部細巾5.9mm	13B1X00306G10418	単鋭鉤
03-001-21	4946329046229	中単鋭鉤 尖端彎曲部細巾3.3mm	13B1X00306G10418	
03-001-22	4946329046236	小単鋭鉤 尖端彎曲部細巾1.8mm	13B1X00306G10418	
03-001-23	4946329046243	田島式 二爪・筋鉤	13B1X00306H00011	田島式 筋鉤
03-001-25	4946329046267	田島式 三爪・筋鉤	13B1X00306H00011	
03-001-24	4946329046250	小筋鉤	13B1X00306G00267	小筋鉤
03-001-26	4946329046274	田島式 弾性 二爪鉤	13B1X00306G00269	弾性 二爪鉤
04-001-10	4946329048087	単鉤 16cm	13B1X00306H00018	単鉤
04-001-11	4946329048094	双鉤 16cm	13B1X00306H00065	双鉤
09-230-09	4946329077506	小扁平鉤 大 7×17mm	13B1X00306H00039	小扁平鉤
09-230-10	4946329077513	小扁平鉤 小 5×17mm	13B1X00306H00039	

商品コード一覧 <篋>

類別	JMDNコード	一般的名称	クラス分類
機械器具50 開創 又は開孔用器具	13373001	開創器	I / 一般医療機器

商品コード	JANコード	商品名	製造販売届出番号	販売名
09-401-01	4946329078015	柔軟性腸圧定筥 大 巾30mm	13B1X00306H00040	柔軟性腸圧定筥
09-401-02	4946329078022	柔軟性腸圧定筥 中 巾25mm	13B1X00306H00040	
09-401-03	4946329078039	柔軟性腸圧定筥 小 巾20mm	13B1X00306H00040	

商品コード一覧 <レトラクター支持装置1>

類別	JMDNコード	一般的名称	クラス分類
機械器具50 開創 又は開孔用器具	13373001	開創器	I / 一般医療機器

商品コード	JANコード	商品名	製造販売届出番号	販売名
09-178-11	4946329076011	レトラクター支持装置 I型	13B1X00306G00721	レトラクター 支持装置 I 型
09-178-12	4946329076028	レトラクター支持装置 II型	13B1X00306G01394	レトラクター 支持装置 II 型
09-178-19	4946329207699	レトラクター支持装置 手形圧排器 3指 黒	13B1X00306G00722	レトラクター支持装置 手形圧排器
09-178-20	4946329207705	レトラクター支持装置 手形圧排器 4指 黒	13B1X00306G00722	
09-178-21	4946329207712	レトラクター支持装置 柔軟性自在鉤(大)黒	13B1X00306G00723	レトラクター支持装置 柔軟性自在鉤
09-178-22	4946329207729	レトラクター支持装置 柔軟性自在鉤(中)黒	13B1X00306G00723	

商品コード一覧 <レトラクター支持装置2>

類別	JMDNコード	一般的名称	クラス分類
機械器具01 手術台及び治療台	70469000	手術台アクセサリ	I / 一般医療機器

商品コード	JANコード	商品名	製造販売届出番号	販売名
09-178-13	4946329076035	レトラクター支持装置フレーム(金具付)	13B1X00306G00014	レトラクター 支持装置 フレーム
09-178-14	4946329076042	レトラクター支持装置 単独架台	13B1X00306G01395	レトラクター 支持装置 単独架台

## 商品コード一覧 〈開創器〉

類別	JMDNコード	一般的名称	クラス分類
機械器具50 開創 又は開孔用器具	13373001	開創器	I / 一般医療機器

商品コード	JANコード	商品名	製造販売届出番号	販売名
09-172-00	4946329075908	ゴッセ開創器 大	13B1X00306H00082	ゴッセ開創器
09-173-00	4946329075915	ゴッセ開創器 小	13B1X00306H00082	
09-177-00	4946329075960	バルファー開創器	13B1X00306H00084	バルファー開創器
09-230-12	4946329077520	幼児開胸器	13B1X00306G00724	幼児開胸器
09-230-13	4946329077537	新生児開胸器	13B1X00306G00725	新生児開胸器



商品コード一覧 〈動脈瘤針〉

類別	JMDNコード	一般的名称	クラス分類
機械器具30 結紮器 及び縫合器	34608000	動脈瘤縫合針	I / 一般医療機器

商品コード	JANコード	商品名	製造販売届出番号	販売名
09-118-01	4946329075441	デシャンブ動脈瘤針 鈍 大 右	13B1X00306H00078	デシャンブ動脈瘤針
09-118-02	4946329075458	デシャンブ動脈瘤針 鈍 大 左	13B1X00306H00078	
09-118-03	4946329075465	デシャンブ動脈瘤針 鈍 中 右	13B1X00306H00078	
09-118-04	4946329075472	デシャンブ動脈瘤針 鈍 中 左	13B1X00306H00078	
09-118-05	4946329075489	デシャンブ動脈瘤針 鈍 小 右	13B1X00306H00078	
09-118-06	4946329075496	デシャンブ動脈瘤針 鈍 小 左	13B1X00306H00078	
09-118-07	4946329075502	デシャンブ動脈瘤針 鈍 極小 右	13B1X00306H00078	
09-118-08	4946329075519	デシャンブ動脈瘤針 鈍 極小 左	13B1X00306H00078	

- MENO -

- MENO -

# ミズホ株式会社

【本社】〒113-003 東京都文京区本郷3-30-13

## 【営業拠点】

- 北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
- 東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
- 新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
- 北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
- 東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
- 関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
- 中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
- 九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

## 【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

- ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。  
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら

