



OPERATING TABLE ACCESSORIES

手術台アクセサリーカタログ

手術台アクセサリカタログ

マットレス




掲載商品

ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス

ミズホオリジナルマットレス

●ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス



体圧分散図



身長177cm 体重55kg BMI17.0



難燃性*1と防水性*2を兼ね備えたグローバル仕様のマットレスで、体圧分散性にも配慮しています。

*1 難燃規格BS7177に適合。

*2 IPX4相当の試験を実施し、防水性を確認。

商品コード	JANコード	商品名
18-042-01	4946329385502	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 頭部板 タイプA
18-042-02	4946329395310	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 頭部板 タイプB
18-042-11	4946329385519	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 背板 タイプA
18-042-12	4946329395327	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 背板 タイプB
18-042-13	4946329395334	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 背板 タイプC
18-042-22	4946329385526	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 腰板 タイプA
18-042-23	4946329385533	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 腰板 タイプB
18-042-24	4946329395341	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 腰板 タイプC
18-042-25	4946329395358	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 腰板 タイプD
18-042-26	4946329395365	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 腰板 タイプE
18-042-42	4946329385540	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 背板・腰板 タイプA
18-042-44	4946329395372	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス 背板・腰板 タイプC
18-042-52	4946329385571	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス ダブル脚板 タイプA
18-042-53	4946329385588	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス ダブル脚板 タイプB
18-042-54	4946329395396	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス ダブル脚板 タイプC
18-042-61	4946329385564	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス シングル脚板 タイプA
18-042-62	4946329395389	ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス シングル脚板 タイプB

各手術台の対応表は次ページをご覧ください。

ミズホ株式会社

【本社】〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

●北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
●東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
●新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
●北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
●東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
●関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
●中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
●九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら



●ミズホオリジナル難燃・防水性マットレス

対応表

	手術台	頭板	補助背板	背板のみ	腰板のみ	腰板分割	背・腰板一体	シングル脚板	ダブル脚板
1	MOT-VS700 シングル脚板	18-042-01	—	18-042-11	18-042-22	18-042-23	18-042-42	18-042-61	—
2	MOT-VS700 ダブル脚板	18-042-01	—	18-042-11	18-042-22	18-042-23	18-042-42	—	18-042-52
3	MOT-VS600Dj／DHj	18-042-01	—	18-042-11	18-042-22	18-042-23	18-042-42	—	18-042-52
4	MOT-VS500DKj	18-042-01	—	18-042-11	18-042-22	18-042-23	18-042-42	—	18-042-53
5	MOT-VS500SKj	18-042-01	—	18-042-11	18-042-22	18-042-23	18-042-42	18-042-61	—
6	MOT-VE100Dj	18-042-01	—	18-042-11	18-042-22	18-042-23	18-042-42	—	18-042-53
7	MOT-5602BW	18-042-01	—	—	—	—	18-042-44	—	18-042-53
8	MST-7300BX	18-042-01	18-042-02	18-042-12	18-042-24	—	—	18-042-62	—
9	MST-7300B	18-042-01	18-042-02	18-042-12	18-042-24	—	—	18-042-62	—
10	MOS-1302B	18-042-01	—	18-042-13	18-042-25	18-042-26	—	—	18-042-54

販売名		製造販売届出番号	一般的名称	一般医療機器
1	手術台 MOT-VS700Uij	13B1X00306N10314	汎用電動式手術台	
2				
3	手術台 MOT-VS600Dj	13B1X00306N10284		
4	手術台 MOT-VS500DKj	13B1X00306N10313		
5	手術台 MOT-VS500SKj	13B1X00306N10325		
6	手術台 MOT-VE100Dj	13B1X00306N10327		
7	電動油圧手術台 MOT-5602BW	13B1X00306N10271		
8	マイクロサージェリー手術台 MST-7300BX	13B1X00306N10229		
9	マイクロサージェリー手術台 MST-7300B	13B1X00306N10263		
10	牽引手術台 MOS-1302B	13B1X00306N10280		

ミズホ株式会社

【本社】〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

●北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
●東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
●新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
●北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
●東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
●関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
●中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
●九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら



●ミズホオリジナルマットレス



厚さ：70mm

3層式のウレタンフォーム(上下層:低反発ウレタン/中層:高反発ウレタン)構造のマットレスです。

商品コード	JANコード	商品名
08-055-25	4946329194418	ミズホオリジナルマット(5602SRMB用)
08-055-60	4946329207804	ミズホオリジナルマット(1300用)
08-055-70	4946329308242	ミズホオリジナルマットレス(7300B/BX用)
18-042-00	4946329370003	ミズホオリジナルマットレス 頭板 タイプA
18-042-10	4946329370010	ミズホオリジナルマットレス 背板 タイプA
18-042-20	4946329370027	ミズホオリジナルマットレス 腰板 タイプA
18-042-21	4946329373950	ミズホオリジナルマットレス 腰板 タイプB
18-042-40	4946329370034	ミズホオリジナルマットレス 背板・腰板 タイプA
18-042-50	4946329370065	ミズホオリジナルマットレス ダブル脚板 タイプA
18-042-51	4946329370072	ミズホオリジナルマットレス ダブル脚板 タイプB
18-042-60	4946329370041	ミズホオリジナルマットレス シングル脚板 タイプA

各手術台の対応表は次ページをご覧ください。

ミズホ株式会社

【本社】〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

●北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
●東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
●新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
●北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
●東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
●関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
●中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
●九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏 販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら



●ミズホオリジナルマットレス

対応表

	手術台	頭板	補助背板	背板のみ	腰板のみ	腰板分割	背・腰板一体	シングル脚板	ダブル脚板	備考
1	MOT-VS700 シングル脚板	18-042-00	—	18-042-10	18-042-20	18-042-21	18-042-40	18-042-60	—	
2	MOT-VS700 ダブル脚板	18-042-00	—	18-042-10	18-042-20	18-042-21	18-042-40	—	18-042-50	
3	MOT-VS600Dj ／DHj	18-042-00	—	18-042-10	18-042-20	18-042-21	18-042-40	—	18-042-50	
4	MOT-VS500DKj	18-042-00	—	18-042-10	18-042-20	18-042-21	18-042-40	—	18-042-51	
5	MOT-VS500SKj	18-042-00	—	18-042-10	18-042-20	18-042-21	18-042-40	18-042-60	—	
6	MOT-VE100Dj	18-042-00	—	18-042-10	18-042-20	18-042-21	18-042-40	—	18-042-51	
7	MOT-5602BW	08-055-25	—	—	—	—	08-055-25	—	08-055-25	セット販売のみ
8	MST-7300BX	08-055-70	08-055-70	08-055-70	08-055-70	—	—	—	08-055-70	セット販売のみ
9	MST-7300B	08-055-70	08-055-70	08-055-70	08-055-70	—	—	—	08-055-70	セット販売のみ
10	MOS-1302B	08-055-60	—	08-055-60	08-055-60	—	—	—	08-055-60	セット販売のみ

販売名		製造販売届出番号	一般的名称	一般医療機器
1	手術台 MOT-VS700Ulj	13B1X00306N10314	汎用電動式手術台	
2				
3	手術台 MOT-VS600Dj	13B1X00306N10284		
4	手術台 MOT-VS500DKj	13B1X00306N10313		
5	手術台 MOT-VS500SKj	13B1X00306N10325		
6	手術台 MOT-VE100Dj	13B1X00306N10327		
7	電動油圧手術台 MOT-5602BW	13B1X00306N10271		
8	マイクロサージェリー手術台 MST-7300BX	13B1X00306N10229		
9	マイクロサージェリー手術台 MST-7300B	13B1X00306N10263		
10	MOS-1300B電動油圧牽引透視手術台	13B1X00306N00010		

ミズホ株式会社

【本社】〒113-0033 東京都文京区本郷3-30-13

【営業拠点】

●北海道センター TEL 011-716-4731 FAX 011-716-4803
●東北センター TEL 022-227-1688 FAX 022-227-1698
●新潟センター TEL 025-229-5458 FAX 025-222-4684
●北関東センター TEL 03-3815-3193 FAX 03-3815-1280
●東海センター TEL 052-732-7130 FAX 052-732-7131
●関西センター TEL 06-6444-3840 FAX 06-6444-3860
●中国センター TEL 082-241-8826 FAX 082-241-8836
●九州センター TEL 092-431-5022 FAX 092-474-4483

【関東圏販売網（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県）】

●ミズホアーバン株式会社 TEL 03-3811-0350 FAX 03-3811-1880



注意

- 事前に注意事項等情報などをよくお読みいただき、内容を正しく理解された上でご使用ください。
- 定期点検および術前・術後の点検を行ってください。
- アフターサービスに関しては、各営業所および購入店までお問い合わせください。

※掲載の仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承のほどお願い申し上げます。
※掲載のCG写真およびイラストはすべてイメージによるものです。

<https://mizuho.pro>

ミズホの最新情報はこちら

